

Chemotherapie toediening via een Folfusor

Sommige chemotherapiebehandelingen worden toegediend via een Folfusor®, ook wel elastomeerpomp genoemd. De Folfusor® dient de chemotherapie geleidelijk en in de juiste snelheid toe, waardoor de dosering optimaal is en de bijwerkingen zo beperkt mogelijk zijn. Afhankelijk van uw behandeling blijft de Folfusor® gedurende één of meer dagen aangesloten op uw PICC- Katheter of miniport.

Hoe werkt een Folfusor® ?

Nadat u het eerste gedeelte van de chemotherapie gekregen heeft op de dagbehandeling oncologie wordt voor het volgende gedeelte de Folfusor® aangesloten waarmee u naar huis kunt gaan.

In de Folfusor® bevindt zich een ballon met daarin uw chemotherapie. Bij het aansluiten is de ballon volledig gevuld met vloeistof: vanaf het moment van aansluiten loopt deze ballon langzaam leeg.



De sensor, waarmee de afgifte bepaald wordt, wordt op de huid gefixeerd met een gaas en een pleister.

U krijgt een draag - heuptasje mee zodat u de folfusor® makkelijk mee kunt nemen.

Waar moet u opletten?

De folfusor® zal langzaam leeglopen, in het begin is dit moeilijk te zien.

Het is belangrijk dat het hoogteverschil tussen de folfusor® en de insteekplaats ongeveer hetzelfde blijft om de inloopsnelheid constant te houden. Overdag draagt u de folfusor® het beste rond uw middel. 's Nachts legt u de folfusor® naast u in bed of eventueel onder het hoofdkussen. Leg hem liever niet op uw nachtkastje of op de grond.

Zorg ervoor dat de folfusor® geen al te grote temperatuurverschillen ondergaat. In de zomer legt u de folfusor® niet in de directe zon. Temperaturen boven 38°C vermijden. In de winter houdt u de folfusor® tijdens een wandeling dicht tegen het lichaam aan, want de medicatie is gevoelig voor koude temperaturen.

Let erop dat de infuuslijn mooi opgerold is en nergens achter kan blijven haken.

Douchen

We adviseren u om de dagen waarop de folfusor is aangesloten niet of zo min mogelijk te douchen.

Een korte douche is wel toegestaan, echter de folfusor® mag niet nat worden en de infuuslijn moet worden afgedekt bij de insteekopening door het dragen van een douchehoes.

Afkoppelen

Op de dagbehandeling oncologie zal de oncologieverpleegkundige u informeren hoelang de folfusor® moet lopen en een tijd met u afspreken om de folfusor® af te sluiten.

Zodra de Folfusor® leeg is, mag u deze niet zelf afkoppelen: dit gebeurt tijdens een afspraak op de dagbehandeling oncologie. Een lege Folfusor® kan gewoon aangesloten blijven totdat de verpleegkundige de pomp in het ziekenhuis afkoppelt.

Contact

- Oncologieverpleegkundigen (079) 3462689. Tijdens de kantooruren (8.30-16.30)
- Dagbehandeling oncologie: (079) 3462825. Tijdens de kantooruren (8.30-16.30)
- Buiten de kantooruren als er problemen zijn kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp : (079) 346 25 39

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen van de folder enkele vragen beantwoorden? De vragen vindt u via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Hartelijk bedankt alvast.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

508910052023