

Walker Air Gebruiksaanwijzing

De arts heeft met u afgesproken, dat u de komende tijd de Walker Air moet gaan dragen. De Walker Air zorgt ervoor, dat uw enkel, been of voet wordt gestabiliseerd en in de juiste stand blijft staan. U draagt de Walker Air in principe dag en nacht, tenzij de arts hiervoor een ander advies geeft. U mag een (steun)kous dragen in de Walker Air en ook uw broek mag erin vallen. Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd hoe u de Walker Air aan- en uittrekt.

Stap 1

- Maak alle klittenbanden van de walker open.
- Haal de zwarte kap van de walker af.
- Zet de zwarte binnenbekleding open.
- Zorg dat het ventiel is opengedraaid, het staat nu op 'deflate'.



Stap 2

- Stap met uw been in de walker.
- Plaats uw hiel goed onderin de walker. Het is belangrijk dat de hiel goed onderin de walker aansluit.
- Sluit vervolgens de binnenbekleding.
- U mag een sok/kous dragen.



Stap 3

- Plaats de kap op de binnenbekleding.
- Maak de klittenbanden stevig dicht.
- Past de kap niet goed? Verplaats dan de pomp een beetje. De pomp zit met klittenband vast.



Stap 4

- Zorg dat het ventiel dicht is en op 'inflate' staat.
- Pomp nu de luchtkamer in de binnenbekleding op.
- Druk op de grote zwarte knop om lucht in de luchtkamer te pompen.
- Ga hiermee door totdat u stevig met uw enkel in de walker zit.
- U mag niet meer kunnen schuiven met uw hiel.



Walker uittrekken

- Voordat u de walker uit doet, moet u de luchtkamer leeg laten lopen. Dit doet u door het ventiel naar 'deflate' te draaien.
- Als u dit hebt gedaan, kunt u de klittenbanden, de kap en de binnenbekleding losmaken en uit de walker stappen. U hoeft de kussens niet leeg te duwen.



Extra kussentjes

De extra kussentjes kunt u gebruiken om de lege ruimtes in de walker op te vullen.



Reiniging Walker Air

- De buitenkant (het frame) van de Walker Air kan gereinigd worden met een vochtige doek en eventueel met een beetje sop.
- De voering kunt u in een handwas wassen met een mild wasmiddel.
- Het overtollige water kunt u uit de voering knijpen en daarna moet de voering aan de lucht drogen. Niet in de droger!

Als u vragen of problemen heeft met de Walker Air, mag u contact opnemen met onderstaande nummers.

Contact

Heeft u nog vragen of problemen met de Walker Air? Neemt u dan tijdens kantoortijden contact opnemen met de gipskamer van het HagaZiekenhuis.

- HagaZiekenhuis Zoetermeer: (079) 346 2543
- HagaZiekenhuis Den Haag: (070) 210 2735

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء، إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

576319032024